

楽々EXL^{エクセル}

X線フィルム自動現像機用
濃縮現像処理薬品
(3リットルタンク用)

Extra Long

NEW

現像機を選ばず、どの機種でも長持ち!



1回分セット ¥4,400(税別)



長寿命なので
液交換の手間が減って



現像作用のあるビタミンCの誘導体を酸化防止剤に使用。画期的な長寿命の現像液です。通常の使用で7週間、撮影枚数が少ない場合には、2カ月以上使えます。



定着が1液になって
液交換が



現像処理しハロゲン化銀を溶解する定着作用と、ゼラチンを固める硬膜作用を一液で実現しました。X線フィルムの保存性テストで、2液タイプと同等の性能を確認しました。
使用期限まで保管しても、結晶が析出しない安定性をテストで確認しています。



一回分の小さな梱包で
保管が



一回分をコンパクトにまとめました。
保管場所をとらない製品です。
(箱のサイズ: タテ220mm、ヨコ170mm、奥行125mm)



単一材料のボトルで
資源回収が



高密度ポリエチレンのボトルなので、リサイクル工程での分別が不要です。また通常の取扱い、保管において本体からの漏洩リスクはありません。

※ 保存性テストとは

1. 残留銀テスト (ST-1テスト)

定着作用が適切に行われず、ハロゲン化銀及び銀錯塩が残留することにより、フィルムの変色、画像の分解が発生する。この残留銀を検出するテスト。

2. 残留ハイポテスト (HT-2テスト)

定着作用が適切に行われず、定着主剤(チオ硫酸イオン)が残留することにより、フィルムの変色、画像の分解が発生する。このチオ硫酸イオンを検出するテスト。

これらのテストを、液交換直後、及び液交換直前に実施して、X線フィルムの保存性を確認しました

©アナログ応援団©

株式会社 DDメディカ

〒175-0082 東京都板橋区高島平9-15-8 ヴィラ河合A号室
TEL : 03-6906-6703/FAX : 03-3936-5811

フリーダイヤル : 0120-693-003

2025.9.22